

ASTIGMATISME

# SUCCÈS

en cabinet

# ET SUR LES YEUX

Garantissez la réussite de votre ajustement initial avec les lentilles Bausch + Lomb ULTRA<sup>MD</sup> pour l'astigmatisme



**BAUSCH + LOMB**  
Mieux voir pour mieux vivre.

LENTILLES CORNÉENNES BAUSCH + LOMB ULTRA<sup>MD</sup> POUR L'ASTIGMATISME

# UN AJUSTEMENT EN TOUTE CONFIANCE

COMMENTAIRES DES PATIENTS


96 %

des patients disent que leurs lentilles actuelles **ne remédient pas aux problèmes ressentis en conditions de faible éclairage et d'éblouissement**<sup>1</sup>



**Les lentilles Bausch + Lomb ULTRA<sup>MD</sup> procurent une vision claire en tout temps<sup>2</sup>**

Conception offrant un **contrôle de l'aberration sphérique** optimisé à chaque échelon de 0,25 D dans les deux axes pour réduire les effets de halo et d'éblouissement<sup>2,3</sup>



des patients sont d'accord pour affirmer que ces lentilles **aident à réduire les halos et les éblouissements, particulièrement lorsque l'éclairage est faible**<sup>4</sup>

# Conception OpticAlign<sup>MC</sup> pour UN AJUSTEMENT INITIAL RÉUSSI

Rotation à la  
distribution de  
 $\leq 5^\circ$  pour **94 %**  
des patients<sup>2</sup>

## SUCCÈS EN CABINET

Les professionnels de la vue ont qualifié la vitesse d'ajustement  
d'« **excellente** » ou de « **très bonne** » pour **92 %** de leurs patients<sup>2</sup>

## Ballast dans l'hémisphère inférieur pour un ajustement stable

Conçues pour se stabiliser avec le clignement naturel des yeux

## EXPLORATION DU CLIGNEMENT DES YEUX



Scannez le  
code QR à  
l'aide de votre  
appareil photo  
pour en savoir plus.\*

\* Le forfait de données et des frais d'itinérance peuvent s'appliquer.

## SUCCÈS SUR LES YEUX

Les patients qui portent les lentilles Bausch + Lomb ULTRA<sup>MD</sup>  
pour l'astigmatisme sont d'accord<sup>4</sup> :

91%

offrent **une sensation  
de confort tout au  
long de la journée**

96%

procurent **une vision  
confortable**, même après  
plusieurs heures passées sur  
des appareils numériques

95%

offrent **une vision  
claire** pour la  
conduite de nuit

LENTILLES CORNÉENNES BAUSCH + LOMB ULTRA<sup>MD</sup> POUR L'ASTIGMATISME

# UN AJUSTEMENT RÉUSSI

pour un plus grand nombre de

# PATIENTS ASTIGMATES

La **seule** lentille torique mensuelle dotée d'un **cylindre de -2,75 D** offerte de série

Non fabriquées sur commande | Aucune différence de prix | Ajustement le jour même

Par échelons de 10° sur la totalité du contour **sur les 5 cylindres**

AXE	PUISSANCE NÉGATIVE MINIMALE 0,00 D À -6,00 D (PAR ÉCHELONS DE 0,25 D)					PUISSANCE NÉGATIVE MAXIMALE -6,50 D À -9,00 D (PAR ÉCHELONS DE 0,50 D)					PUISSANCE POSITIVE MINIMALE +0,25D À +6,00D PAR INTERVALLES DE 0,25D				
	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75
10°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**RÉFÉRENCES :** **1.** Sondage Gallup de 2015 sur le marché des lentilles cornéennes aux États-Unis, commandité par de multiples entités et réalisé auprès des consommateurs. Mars 2015 **2.** Résultats d'une étude multisite de 2 semaines à 7 chercheurs sur les lentilles cornéennes Bausch + Lomb ULTRA<sup>MD</sup> pour l'astigmatisme impliquant 157 porteurs actuels de lentilles souples. **3.** Données internes, Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY. **4.** Résultats d'un sondage en ligne auprès de patients ayant participé à un programme d'évaluation des lentilles cornéennes Bausch + Lomb ULTRA<sup>MD</sup> pour l'astigmatisme et porté leurs lentilles d'essai pendant ≥4 jours (n=426). Les résultats du sondage incluent les patients qui étaient tout à fait d'accord, d'accord ou légèrement d'accord (sur une échelle de 6 points) avec l'énoncé du sondage, tenant compte d'une marge d'erreur de ±2,7 %.

<sup>MD/MC</sup> désignent des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales  
© 2018 Bausch & Lomb Incorporated. 160-8946F TP15292b

**BAUSCH + LOMB**  
Mieux voir pour mieux vivre.